

Preservé™ instrumenten voor de weefselparende techniek

Motiva® Channel Separator

Tunnel


Met dit (single use) instrument wordt via een **kleine incisie** in de **plooi onder de borst**, een **tunnel** gemaakt naar de tegenoverliggende rand van de borstpocket, waarlangs de opblaasbare ballon kan worden ingebracht.



Motiva® Inflatable Balloon

Gecontroleerd weefselbehoud


Via de tunnel wordt een **opblaasbare ballon** ingebracht om de pocket voor het implantaat te vormen door het **borstweefsel voorzichtig opzij te schuiven** (minimaal trauma) met extra **aanspanning van de ligamenten** voor een stabiel en beter ondersteund implantaat.



Motiva® Insertion Sleeve

Minimaal litteken

Met deze sleeve wordt het uiterst elastische Motiva Ergonomix2® implantaat efficiënt en veilig geplaatst via de **kleine incisie** van slechts 2 cm (naargelang grootte implantaat). Hierdoor profiteren de patiënten van een sneller herstel en vrijwel onzichtbare littekens. Met de **no-touch techniek** wordt het risico op infecties geminimaliseerd.



Woman's Choice Program®

Motiva® legt de lat hoger door patiënten meer keuzevrijheid te bieden via het nieuwe Woman's Choice Program®. Dit unieke Motiva garantieprogramma, biedt financiële ondersteuning in het geval dat patiënten die SmoothSilk Ergonomix2®-implantaten via het Preservé™-programma hebben gekregen besluiten hun borstvergroting ongedaan te maken*. **BELANGRIJK:** implantaten dienen binnen 90 dagen na de operatie geregistreerd te zijn. *Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden

Scan deze QR-code om de algemene voorwaarden van het Woman's Choice Program® te bekijken: (Engelse versie)



Extra garanties bij Preservé™

Alle Motiva®-implantaten worden gedekt door onze Always Confident Warranty® tegen rupturen gedurende de levensduur van het implantaat en ons productvervangingsbeleid voor kapselcontractuur graad III en IV. Het Preservé™-programma biedt onze verlengde garantie van maar liefst 5 jaar zonder extra kosten.

Ga voor meer informatie, waaronder voordelen en voorwaarden, naar: (Engelse versie)



Patiënten moeten hun implantaten binnen 90 dagen na de operatie registreren om de dekking te activeren: (Engelse versie)



Preservé™ Breast Tissue Preservation

De meest natuurlijke borstvergroting*

waarbij gebruik wordt gemaakt van een minimale incisie en eigen weefselbehoud, gespecialiseerde Preservé™ instrumenten en technieken om de borst te corrigeren met versterking van de ondersteunende structuur.

*In vergelijking met traditionele borstvergroting.

Preservé™ indicaties



primaire
borstvergroting



hybride
borstvergroting



borstlift
vergroting

Patiëntenprofiel:

Voor wie is Preservé™ geschikt?

Deze innovatieve borstvergroting is ideaal voor vrouwen die:

- voor het eerst een **borstvergroting** ondergaan of een **borstlift** (mastopexy) combineren met vergroting
- een borstvergroting willen met **kort herstel, minimale pijn, en zonder sociaal verlet of ziekteverlof**
- **minimale littekens** belangrijk vinden voor een geslaagd esthetisch resultaat
- een **harmonieus en natuurlijk resultaat** wensen: de SmoothSilk® Ergonomix2 Joy 'designer' borstimplantaten zorgen voor natuurlijk **zachte borsten** met een **elegante uitstraling**
- snel weer willen **sporten en actief zijn** na de operatie
- nog een **kinderwens** hebben en alle mogelijkheden van **borstvoeding** willen openhouden
- het behoud van **tepelgevoel** belangrijk vinden
- de **Motiva MIA®-techniek** overwegen, maar een grotere keuze aan implantaatgroottes willen.



Voordelen



Preservé™
borst sparend

Preservé™ is een **innovatieve, minder invasieve* borstvergrotingstechniek**, waarbij het eigen borstweefsel en de tepelgevoeligheid zoveel mogelijk behouden blijven*



Preservé™
borst zachtheid

Met de gepatenteerde Preservé™ instrumenten worden de soepele Motiva® Ergonomix2® borstimplantaten **zacht ingenesteld in jouw eigen -intacte- borstweefsel**. Ze zijn nauwelijks van het natuurlijke borstweefsel te onderscheiden. Ze passen zich aan je houding aan: rond wanneer je ligt en druppelvormig wanneer je staat, waardoor de natuurlijke beweging van borstweefsel wordt nagebootst.



Preservé™
borst stabiliteit

Preservé™ rekt het bestaande weefsel op om een nestje te vormen rond het borstimplantaat, met **verhoogde stabiliteit en ondersteuning** (0% kans op verzakking na 3 jaar, volgens klinische studie)



Preservé™
gemoedsrust

De beperking van weefselschade, de lage ontstekingsreactie van de implantaten, de klinisch vastgestelde afwezigheid van chronische ontstekingsziekten (zoals BIA-ALCL), bieden extra gemoedsrust. Daarnaast biedt het **Preservé™-garantiepakket (Woman's Choice Program)** ondersteuning aan patiënten bij zeldzame implantaat gerelateerde complicatie of ongewenst resultaat.

* in vergelijking met traditionele borstvergroting

SmoothSilk® Ergonomix2®

Het **SmoothSilk® Ergonomix2® implantaat** is het meest **soepele** implantaat met een **natuurlijke look & feel**.

De geavanceerde **SmoothSilk®/SilkSurface®** structuur minimaliseert het risico op kapselcontractuur en andere complicaties, wat bijdraagt aan een veiliger en comfortabeler herstelproces.



Verhoogde veiligheid en duurzaamheid:

Met technologieën zoals **TrueMonobloc+®** en **BluSeal+®** bieden de implantaten een stevige en veilige barrièrelaag. Daarnaast beschikt elk Motiva Ergonomix2® implantaat ook over de nieuwste **Zen-technologie®** voor veilige identificatie en opvolging